

# SC-Aシリーズ

ペット洗淨機は高出力の超音波エネルギーにより、マイクロからホールまでピペット内部をムラ無く洗淨できます。ピペット以外にもビューレットや最長 550mm までの長尺物の洗淨が行えます。また洗淨液の水位は、サイフォンにより自動的に上下できる構造を採用しているため、すすぎも同じ槽内で行えますので効率よくご使用いただけます。



型 式	SC-150A	SC-300A
出 力	150W	300W
周 波 数	28kHz±3kHz	
タ イ マ ー	連続・1～30分	
電 源	AC100V 50/60Hz 3A	AC100V 50/60Hz 6A
発振器外形寸法	260 (W) × 370 (D) × 171 (H) mm	260 (W) × 370 (D) × 185 (H) mm
発振器重量	6kg	7kg
ピペット外形寸法	220 φ × 710 (H) mm	240 φ × 800 (H) mm
ピペット槽重量	6kg	10kg
バスケット寸法	135 φ × 450 (H) mm	160 φ × 530 (H) mm