

# SC-Nシリーズ



超音波洗浄機を運転しますとキャビテーション等の要因により耳障りな金属音が発生するため、実験室・研究室でのご使用には、防音処理を施した洗浄機をおすすめします。通常の洗浄機と比較して大きな消音効果が得られます。発振器と洗浄槽は、1つの架台に納まっていますので場所を取りません。また、キャスター付きですので移動も簡単です。

型 式	SC-320N	SC-620N	SC-650N	SC-1250N
容 量	20ℓ	20ℓ	50ℓ	50ℓ
出 力	300W	600W	600W	1200W
周 波 数	28kHz±3kHz			
タ イ マ ー	連続・1～30分			
電 源	AC100V 50/60Hz 6A	AC100V 50/60Hz 12A	AC100V 50/60Hz 12A	AC100V 50/60Hz 24A
外 形 寸 法	545 (W) × 410 (D) × 840 (H) mm		665 (W) × 515 (D) × 840 (H) mm	
槽 外 寸 法	430 (W) × 300 (D) × 420 (H) mm		540 (W) × 450 (D) × 430 (H) mm	
槽 内 寸 法	380 (W) × 250 (D) × 250 (H) mm		490 (W) × 400 (D) × 260 (H) mm	