

UDU-1



高速ミキサーと超音波分散機を一体化し、2段階の分散を1台で連続的に行える装置です。処理液は高速ミキサー内で予備分散され、超音波分散部へとチューブポンプで送り込まれます。高速ミキサーと超音波分散機を循環した処理液は、着脱式タンクによって容易に次工程へと送ることができます。

超音波出力	600W
タンク容量	3ℓ
高速ミキサー モーター	750W
インペラー径	丸羽根型 70φ
ポンプ	30W
流量	1ℓ / min
電源	AC200V 50 / 60Hz 10A
	AC100V 50 / 60Hz 30A
外形寸法	1000 (W) × 800 (D) × 1500 (H) mm