


UH-50/UH-50F 組合せ部品一覧

① マイクロチップ
ステップ型

細い容器、微量の処理液向きのチップ
です。
振動子の先に取り付けます。



型式	寸法	材質	処理量
① MS-2	2φ × 119mm	チタン合金製	0.1 ~ 10ml
② MS-3	3φ × 136mm	チタン合金製	0.25 ~ 10ml
③ MS-6	6φ × 111mm	チタン合金製	2 ~ 10ml
④ MS-F	6φ × 109mm	チタン合金製	噴霧機用

■ はUH-50の標準品です ■ はUH-50Fの標準品です
 ※①MS-2、②MS-3、③MS-6は、UH-150/300/600にも取付可能です
 ※④MS-Fは、UH-150/300/600には取付不可能です

⑤ カップホーン

振動子に直接取り付け、逆さにしてスタンドなどに固
定します。ピーカーやマイクロチューブなどを水等を
媒体とし、超音波を間接照射できるのでコンタミネー
ションの心配もなく処理することができます。



⑤ CH-19

型式	寸法	材質
⑤ CH-19	カップ部	26φ アクリル製
	チップ部	19φ チタン合金製

⑥ 防音キャビネット

超音波の照射時に起こる音を減少さ
せることができます。長時間使用す
る場合は、防音キャビネットに入れ
てご使用下さい。



防音キャビネット
【SP-1】

型式	寸法	材質
SP-1	510 (W) × 540 (D) × 910 (H) mm	側面：PVC / 扉：PVC

⑦ スタンド

連続運転するとき、振動子を固定す
るのに便利です。



スタンド 【SD-2】

型式	寸法	材質
SD-2	110 (W) × 160 (D) × 460 (H) mm	クランプ部：鉄製 シャフト部：ステンレス製 ベース部 ：鉄製