

# PH91, PD96, HF93, HF94P

## 予備品

- 本体に予備品はついておりません。別売りとなりますので、ご注意ください。
- 予備品はセットでの購入はもちろん、コップ、カッター、水槽を単品で購入することもできます。  
(単品でご購入の際は、購入される物の処理量を明確にしてください)
- カッター接液部、コップ、水槽の材質はSUS304を使用しております。また、接液部分がテフロンコーティングや硝子製のコップ・密閉コップもご用意できます。
- 処理量とはコップ内で処理できる範囲量を示しており、コップに入る最大容量(満水量)とは異なりますので、ご注意ください。



※特注で密閉水槽もご用意できます。




PH91



PD96



HF93



HF94P

### 予備品一覧表

形式	1型	1G型	2型	2G型	3型	4型	5型
処理量	30mL	40mL	100mL	100mL	200mL	500mL	1,000mL
セット内容	カッター						
	コップ						
	水槽						
セット状態							
処理範囲	10~30mL	10~40mL	30~100mL	30~100mL	60~200mL	100~500mL	500~1,000mL

